



كابريفاك®

لقاح حي مجفد لمرض جذري الماعز عترة جورجان

- يستخدم اللقاح المذاب فوراً (خلال أربع ساعات في ظروف باردة).
- قد تظهر ندبة صغيرة في مكان الحقن كردة فعل للقاح ولكنها تزول لاحقاً.

فترة السحب:

صفر يوم.

مآذير الإستخدام:

- يمنع تحصين الحيوانات المريضة أو المجهدة.
- يمنع تحصين الماعز نوع سنان (الماعز الأبيض القبرصي) واللاما بهذا اللقاح.

إحتياطات خاصة:

- يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المظهرات.
- اللقاح لا يسبب مرض للإنسان و لكن يجب الإلتباه من الحقن العرضي.
- يتم التخلص من عبوات اللقاح المفتوحة المتبقية و المواد المستخدمة باستخدام المظهرات المناسبة مثل (الفينوليك، ايدوفور، أو الفورمالديهايد) حسب التركيز الموصى به.

التخزين وفترة الصلاحية:

- يحفظ اللقاح في الثلاجة على درجة حرارة من 2°C إلى 8°C ، بعيداً عن أشعة الشمس.
- صلاحية اللقاح سنتان من تاريخ الإنتاج.

التعبئة:

زجاجات سعة: ٥٠ جرعة و ١٠٠ جرعة.

للإستعمال البيطري فقط.

جذري الماعز مرض معدى جلدي خطير يصيب المجترات الصغيرة و يتسبب بخسائر إقتصادية كبيرة. الأعراض الخارجية هي وجود بثور على الجلد و الأغشية المخاطية مع ارتفاع في درجة الحرارة، أما الأعراض الداخلية فهي التهاب رئوي و التهاب الغدد الليمفاوية والذي يؤدي إلى نفوق الحيوان. إن السيطرة على المرض هو التحصين باللقاح والرعاية الصحية للقطيع.

التركيب:

تحتوي كل جرعة من اللقاح المجفد على الأقل على $50^{7,010}$ TCID₅₀ من فيروس جذري الماعز المضعف المحضر من عترة جورجان.

الخصائص:

يتميز اللقاح بالخصائص التالية:

- الثبات.
- لا يتسبب بتفاعلات موضعية أو عامة.
- يحقق مناعة كافية لمدة سنة واحدة ضد مرض جذري الماعز.
- يحقق التلقيح إستجابة مناعية جيدة.

الإستطبابات:

يعطى لقاح كابريفاك لتحصين الماعز ضد مرض جذري الماعز.

الجرعة وطريقة الإستخدام:

- الجرعة ١ مل لكل حيوان تحت الجلد (ويفضل في منطقة الإبط للأطراف الأمامية الخالية من الشعر).
- يذاب قرص اللقاح المجفد في المذيب المعقم المرفق مع اللقاح.
- يستخدم ٥٠ مل من المذيب لكل ٥٠ جرعة من اللقاح أو ١٠٠ مل من المذيب لكل ١٠٠ جرعة من اللقاح.
- يعطى اللقاح جرعة واحدة تحت الجلد على عمر ٢-٣ شهور، و يعاد التحصين بعد ٤ شهور كجرعة دامة للإستجابة المناعية للحيوان. يتم إعادة التحصين مرة أخرى سنوياً.

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccen.com, www.jovaccen.com

Jovac